

# Till veterinären om provtagning för SH-test!

SH-testet är en validerad risktest för Histiocytärt sarkom (fransk: Sarcome Histiocyttaire). Testet utförs av det franska laboratoriet Antagene. Här är den muterad genen PTNP11 involverad och kopplad till den disseminerade formen av Histiocytärt sarkom, som även visat sig vara samma mutation på humansida.

Vad behöver du som veterinär göra.

1. Identifiera hunden med chipläsare.

2 Fylla i och stämpla nedre delen av remissen där det står 8 – VETERINARIAN

3. Ta ett **EDTA-rör** med blod. Märk röret med hundens Chip-nr: (15-siffriga)

**Undantaget är när man beställt swabbar och rör** – till valpar under 12 veckor – då finns det ett sexsiffrigt nummer på röret. Dessa skall vara till de sex rutorna överst på remissen ANTAGENEN No. XXXXXX

4. EDTA-röret läggs i en transporthylsa av plast innehållande en absorberande duk.

## **5. Detta kan hundägaren ombesörja**

Hylsan, remiss, avtalsmemorandum och kopia av stamtavlan läggs sedan i ett vadderade kuvert och postas till:

ANTAGENE

6 allée du Levant

CS 60001

69890 La Tour de Salvagny

France